

# CAREX®

ARTICLE N° FGP56100 0000

## Barre d'appui de lit Easy-Up



Des questions, des problèmes ou des pièces manquantes?


Avant de renvoyer l'article, communiquez avec le service à la clientèle de Compass Health Brands :

**800-387-0896 | COMPASSHEALTHBRANDS.CA**


# Assemblage du produit

## 1 Vérifiez toutes les pièces

Pièce	Quantité
A	1
B	2
C	1
D	2
E	1
F	1
G	1
H	2
I	1




Capacité de poids :  
300 livres



### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter toute blessure grave, assurez-vous que les boutons-pression sont bien en place.

OUI




NON




## 2 BARRE D'APPUI : Raccordez

- Appuyez sur le bouton et alignez-le sur le trou de réglage.
- Répétez la même opération pour l'autre côté.



## 3 Raccordez




## Barre d'appui assemblée




## 4 BARRE D'APPUI DE LIT : Raccordez

- Appuyez sur le bouton et alignez-le sur le trou de réglage.




## 5 Raccordez


- Appuyez sur le bouton et alignez-le sur le trou de réglage.
- Répétez la même opération pour l'autre côté.



## 6 Raccordez



## 7 Raccordez



## Barre d'appui de lit assemblée





# Installation et réglage du produit

## 1 Installation sur le lit


### ⚠ AVERTISSEMENT

#### RISQUE DE SUFFOCATION, D'ÉTRANGLEMENT OU DE PIÉGAGE

Lors du réglage de la hauteur de la poignée en mousse, le haut de la poignée doit se trouver à au moins 4 po au-dessus de la surface supérieure du matelas.



## 2 Fixez la sangle au cadre du lit et serrez



### ⚠ ATTENTION

Fixez les barres ensemble avec les sangles fournies comme indiqué.

D x2

### ✘ Positionnement incorrect



### ⚠ AVERTISSEMENT

#### RISQUE DE SUFFOCATION, D'ÉTRANGLEMENT OU DE PIÉGEAGE

Si le produit est mal installé ou s'il bouge de sa position initiale, il peut se produire des espaces vides qui peuvent piéger et tuer. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, de démence ou d'autres troubles neurologiques, ou celles qui sont sous sédatifs, confuses ou fragiles, courent un risque accru de piégeage, de suffocation et d'étranglement.

- **NE JAMAIS** utiliser le produit à moins qu'il ne soit serré contre le matelas, sans espace, et à au moins 12 1/2 po de la tête et du pied du lit.
- **NE JAMAIS** utiliser avec des enfants.
- **NE JAMAIS** utiliser sur des lits pour enfants, des lits superposés, des lits à eau ou des lits gonflables, ni sur des lits munis de sur-matelas ou de coussins compressibles souples.
- **NE JAMAIS** utiliser avec un matelas dont la hauteur est supérieure à 16 po et inférieure à 10 po.
- **NE PAS** utiliser avec des lits articulés.



#### Pour abaisser (avec le pied) :

1. Tenez le haut de la barre du lit comme indiqué. Ne passez **PAS** les membres à travers les barres.
2. En tenant votre genou, appuyez sur la sangle avec votre pied et abaissez doucement la barre.



#### Pour abaisser (avec la main) :

1. Tenez le haut de la barre du lit comme indiqué. Ne passez **PAS** les membres à travers les barres.
2. Tout en tenant le haut de la barre de lit, tirez la sangle vers vous et abaissez doucement la barre.



#### Pour lever :

1. Tenez le haut de la barre de lit comme indiqué.
2. Soulevez lentement jusqu'à ce que les deux goupilles s'enclenchent dans les trous.
3. Faites un test pour vous assurer que la barre de lit est bien fixée.

### ⚠ ATTENTION

Pour éviter toute blessure, assurez-vous que vos extrémités et celles des autres sont éloignées des barres de la barre de lit lorsque vous la soulevez ou l'abaissez.

### ⚠ AVERTISSEMENT

#### RISQUES DE PIÉGEAGE, D'ÉTRANGLEMENT, DE SUFFOCATION ET DE CHUTE

Les espaces vides dans et autour de ce produit peuvent piéger et tuer. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de démence, ou celles qui sont sous sédatifs, confuses ou fragiles, courent un risque accru de piégeage et d'étranglement. Les personnes qui tentent de grimper sur ce produit courent un risque accru de blessure ou de mort en cas de chute. Assurez-vous toujours que ce produit est correctement fixé au lit. Si le produit peut s'éloigner du lit ou du matelas, il peut entraîner un piégeage et la mort.

# Instructions de nettoyage et d'entretien

- ❑ Utilisez un chiffon chaud et humide pour nettoyer la barre d'appui de lit. Veuillez **TOUJOURS** à ce que le produit soit complètement sec avant de l'utiliser.
- ❑ **INSPECTEZ TOUJOURS LA BARRE D'APPUI DE LIT AVANT DE L'UTILISER.** Une inspection et un entretien adéquat de votre barre d'appui de lit peuvent réduire le risque de blessure. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées et en bon état de fonctionnement.

## ⚠ AVERTISSEMENT

### RISQUE DE SUFFOCATION, D'ÉTRANGLEMENT OU DE PIÉGEAGE

Si le produit est mal installé ou s'il bouge de sa position initiale, il peut se produire des espaces vides qui peuvent piéger et tuer. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, de démence ou d'autres troubles neurologiques, ou celles qui sont sous sédatifs, confuses ou fragiles, courent un risque accru de piégeage, de suffocation et d'étranglement.

## ⚠ AVERTISSEMENT

### RISQUE DE SUFFOCATION, D'ÉTRANGLEMENT OU DE PIÉGEAGE

Si la sangle fournie n'est pas correctement fixée, le produit peut se déplacer dans une position dangereuse qui augmente le risque de piégeage. Voir les instructions pour l'utilisation correcte des sangles.

## ⚠ AVERTISSEMENT


### RISQUE DE PIÉGEAGE

N'utilisez **JAMAIS** le produit sans le fixer correctement au lit. Une installation incorrecte peut permettre au produit de s'éloigner du matelas, du cadre du lit et/ou des planches de tête ou de pied, ce qui peut entraîner un piégeage et la mort.

- La barre de lit et les sangles fonctionnent avec la plupart des lits jumeaux, queen et king size.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit s'il est endommagé ou cassé, ou si des pièces sont manquantes.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit s'il se déplace hors de sa position initiale jusqu'à ce qu'il soit réajusté dans la bonne position.
- En plus de contacter directement le fabricant, les consommateurs doivent signaler les problèmes à la CPSC sur son site Web [SaferProducts.gov](http://SaferProducts.gov) ou en appelant le 1 800 638-2772, ou à la FDA au 1 800 332-1088.
- Pour de plus amples renseignements, visitez : [cpsc.gov/en/Safety-Education/Neighborhood-Safety-Network/Posters/Adult-Bed-Rails/](http://cpsc.gov/en/Safety-Education/Neighborhood-Safety-Network/Posters/Adult-Bed-Rails/) et [www.fda.gov/bedsafety](http://www.fda.gov/bedsafety).



Zone 1



Zone 2



Zone 3



Zone 4

# CAREX®

Des questions, des problèmes ou des pièces manquantes?

Avant de renvoyer l'article, communiquez avec le service à la clientèle de Compass Health Brands :

**800-387-0896 | [COMPASSHEALTHBRANDS.CA](http://COMPASSHEALTHBRANDS.CA)**

Conservez ce manuel pour une utilisation future.

# COMPASSHEALTH

Fabriqué pour :  
Compass Health Brands Corp.  
Middleburg Heights, OH 44130  
[www.compasshealthbrands.ca](http://www.compasshealthbrands.ca)  
Téléphone 800-387-0896  
Fabriqué en Taïwan  
42-P56100\_0000\_00\_FR © 2023