

# CAREX®

ITEM# / N° D'ARTICLE / ARTÍCULO# FGB16600 0000

## Easy Transfer Bench Banc de transfert Banco de transferencia fácil

|   | Description                                                                  | Qty |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A | Handle / Poignée / Mango                                                     | 1   |
| B | Leg / Pied / Pata                                                            | 4   |
| C | Seat Back (2 parts) /<br>Dossier du siège (2 parties)<br>Respaldo (2 piezas) | 1   |
| D | Base / Base / Base                                                           | 1   |
| E | Plug / Bouchon / Tapón                                                       | 1   |



### Assembly Instructions:


Snap Seat Back (C), Handle (A), Legs (B) and Plug (E) into Base (D).

### Instructions de montage :

Fixez le dossier (C), la poignée (A), les pieds (B) et le bouchon (E) à la base (D).

### Instrucciones de montaje:

Encaje el respaldo (C), el mango (A), las patas (B) y el tapón (E) en la base (D).



### Easy, Adjustable Height:


Press button and set to desired height for all Legs.

### Hauteur facilement réglable :

Appuyez sur le bouton et réglez la hauteur souhaitée pour tous les pieds.

### Fácil ajustar altura:

Pulse el botón y conjunto a la altura deseada para todas las patas.



COMPASSHEALTH 42-FGB16600 0000\_03 © 2025

Manufactured for / Fabriqué pour / Fabricado por:  
Compass Health Brands Corp., 6753 Engle Rd., Middleburg Heights, OH 44130  
www.compasshealthbrands.com • 800.376.7263  
Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China